

Intelligent løsning for sengealarm,
stolalarm og trampematte



Senge-, stol- og teppealarm

Doro Care tilbyr en hel familie av produkter, som sammen skaper skreddersydde løsninger tilpasset individuelle behov og vaner. Mange ulike typer alarmgivere, for eksempel sengealarm, trampematter og døralarm kan kobles til for trådløs overvåking av senger, stoler, gulvflater og dører m.m. Dette gir tryggere nattlig pleie, siden personalet umiddelbart kan oppdage det og reagere om en bruker forlater sengen eller stolen, eller er i ferd med å forlate boligen. Alle alarmer er enkle å installere og koble til trygghetsalarm fra Doro Care.



Senge-, stol- og teppealarm

Systemet består av en sensor (seng/stol/trampematte) som kobles til radioenheten mBox, som drives med batterier (2 x 1,5 V LR6), via en kontakt med snepplås (RJ45). Når sensoren aktiveres, sendes en alarm via radioen til en mottaker. Automatisk overvåking av batterinivå og sensorfunksjon.

Sengealarm, komplett

Sengesensor, tekstilfuttal, festeboyle og radioenheten mBox 869 MHz: 300175.

Stolalarm, komplett

Stolsensor, festeboyle og radioenheten mBox 869 MHz: 300174.

Trampematte, komplett

Sensor trampematte, mattetrek og radioenheten mBox 869 MHz: 300173.

Separate artikler

Radioenhet, mBox 869 MHz: 300154
Sengesensor: 300029
Tekstilfuttal, sengesensor: 300030
Festeboyle, radioenhet mBox: 300014
Stolsensor: 300025
Sensor trampematte inkl. trekk: 300018
Mattetrek: 300089

Tekniske data

Strømforsyning	9-30 VDC
Strømforbruk	batteridrift 40 uA (normalstilling), 10 mA (én utgang aktivert)
Størrelse	110 x 70 x 25 mm
Utganger	1 relé, maks. 1A/30 VDC

Se Teknisk håndbok for mer informasjon

Annet

Senge-, stol- og matte-/gulvalarm finnes også for mBox 868 og System 5000. Kontakt Doro Care AB for mer informasjon og bestilling.

Godkjenninger

CE-merket. Oppfyller gjeldende standarder.



Doro Care
Box 10030
S-952 27 Kalix
Sweden
Tel +46 10-482 90 00
www.doro.com/care